

**Instrucciones de uso****Wax Disk****【Modo de empleo】**

1. **Fabricación del modelo de cera:** Siga las instrucciones de uso de la fresadora CAD/CAM.
2. Evite el calentamiento rápido si se aplica un revestimiento de cristobalita.  
[Condiciones recomendadas]
  - (1) Aumente la temperatura desde la temperatura ambiente a 250 °C en 60 minutos
  - (2) Mantenga esta temperatura 60 minutos
  - (3) Aumente la temperatura a 700 °C en 30 minutos
  - (4) Manténgala 30 minutos
3. Los modelos de cera deben colocarse con cierta distancia entre sí (1 mm o más).
4. La temperatura ambiente debe oscilar entre los 15 °C y los 25 °C.

**【Precauciones】**

1. No quemar este material en una sala cerrada. No inhalar el humo y el vapor generados durante la incineración y utilizar los ventiladores, extractores, etc. de la sala.
2. Interrumpir el uso del material si se encuentra algún problema antes o durante su uso, como que se mezcle un objeto o sustancia extraña con el producto.
3. Tenga cuidado de no quemarse durante el moldeo térmico del material.

**【Advertencias importantes】**

1. Si el paciente presenta síntomas de hipersensibilidad, interrumpir de inmediato el uso del producto y consultar a un médico.
2. Si el técnico de laboratorio presenta síntomas de hipersensibilidad, interrumpir de inmediato el uso del producto y consultar a un médico.
3. No está indicado para pacientes con antecedentes de hipersensibilidad (como erupciones, dermatitis o picor) a la cera.
4. Se recomienda que los técnicos de laboratorio con antecedentes de hipersensibilidad (como erupciones, dermatitis o picor) a la cera no toquen el material directamente y usen guantes.
5. Advertir a los usuarios y a los pacientes de que cualquier accidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a las autoridades competentes del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente.

**【Almacenamiento】**

- Almacenar a un máximo de 50 °C.
- No guardar el producto cerca de fuentes de calor (p. ej. estufas o contacto directo con la luz solar).
- La zona de uso y almacenamiento debe estar equipada con un sistema de extinción de incendios.
- Almacenar en zonas sin peligro de incendio y no almacenar grandes cantidades en el mismo lugar.
- Evitar el contacto directo del material con la luz solar durante el almacenamiento y el transporte.
- Guardar debidamente de modo que solo tenga acceso al material el personal odontólogo.

**【Fecha de caducidad】**

No hay una fecha de caducidad definida, pero debe utilizarse en un plazo de 10 años a partir de la fecha de fabricación.

**【Posibles reacciones adversas】**

Este producto puede provocar reacciones alérgicas como erupciones o dermatitis.

**【Fabricante:】**

Tel.: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764  
Correo electrónico: box@yamahachi-dental.co.jp;  
Web: www.yamahachi-dental.co.jp

**EC REP** OBELIS S.A  
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

