

**Istruzioni per l'uso****Disco in cera****【Istruzioni per l'uso】**

1. **Realizzazione del modello in cera:** Seguire le istruzioni per l'uso della macchina CAD/CAM.
2. Evitare il riscaldamento rapido quando si utilizza un rivestimento in cristobalite.  
[Condizioni consigliate]
  - (1) Aumentare la temperatura dalla temperatura ambiente a 250 °C in 60 minuti
  - (2) Mantenere a questa temperatura per 60 minuti
  - (3) Aumentare la temperatura fino a 700 °C in 30 minuti
  - (4) Mantenere per 30 minuti
3. I modelli in cera devono essere posizionati a una determinata distanza l'uno dall'altro (1 mm o più).
4. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 15 °C e 25 °C.

**【Attenzione】**

1. Non bruciare questo materiale in un locale chiuso. Non respirare fumo o vapore generato dall'incenerimento; utilizzare ventilatori, estrattori, ecc.
2. Interrompere l'uso di questo materiale se si riscontrano problemi prima o durante l'uso. Ad esempio, un corpo estraneo viene miscelato con il prodotto.
3. Fare attenzione a non bruciarsi quando si modella questo materiale con il calore.

**【Nota importante】**

1. Se il paziente manifesta sintomi di ipersensibilità, smettere di usare il materiale e consultare immediatamente un medico.
2. Se il tecnico di laboratorio manifesta sintomi di ipersensibilità, smettere di usare il materiale e consultare immediatamente un medico.
3. Non utilizzare su pazienti che hanno manifestato pregresse reazioni di ipersensibilità alla cera, quali eruzioni cutanee, dermatite o prurito.
4. Ai tecnici di laboratorio, che hanno manifestato pregresse reazioni di ipersensibilità, quali eruzioni cutanee, dermatite o prurito dovuto alla cera, si consiglia di utilizzare guanti e di non toccare direttamente il materiale.
5. Avvisare gli utenti e i pazienti che qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l'utente o il paziente.

**【Conservazione】**

- Conservare a una temperatura pari a 50 °C o inferiore.
- Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura è elevata (ad es. accanto a una stufa o alla luce diretta del sole).
- Nel luogo di utilizzo e stoccaggio deve essere previsto un impianto antincendio.
- Conservare in aree prive di pericoli di incendio e non stoccare grandi quantità in un'unica area.
- Evitare la luce diretta del sole durante lo stoccaggio e il trasporto.
- Conservarlo correttamente in modo che possa essere utilizzato solo da personale odontotecnico.

**【Data di scadenza】**

Non c'è una data di scadenza precisa, ma dovrebbe essere usato entro 10 anni dalla data di produzione.

**【Rischio potenziale】**

Questo prodotto può causare reazioni allergiche, come ad esempio eruzioni cutanee e dermatite.

**【Prodotta da:】**

Tel.: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764  
E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;  
Web: www.yamahachi-dental.co.jp

**EC REP** OBELIS S.A  
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

