

Instructiuni de utilizare

Termen generic al dispozitivului	Nume Produs
Dinti din răsină acrilică	NEW ACE, MILLION, NAPERCE, EFUCERA AC, FLAT AC
Dinti din răsină compozită	EFUCERA-A, EFUCERA-P, EFUCERA PX SOLUUT PX, CROWN PX,
Dinti din răsină acrilică (FX)	FX ANTERIOR, FX POSTERIOR, EFUCERA FX
Dinti din răsină acrilică (NS)	CROWN NS, EFUCERA NS

[Utilizare preconizată] Dinti artificiali din răsină gata preparați pentru proteze

[Indicații de utilizare] Pierdere dinților

[Populația vizată] Pentru persoanele care au nevoie de proteze parțiale sau totale

[Utilizatorul vizat] Dentiști sau tehnicieni dentari care realizează proteze dentare

[Contraindicații] Utilizarea la pacienții alergici la MMA

[Beneficii clinice de așteptat] Așteptați-vă să puteți în sfârșit să măstecați mâncarea.

[Caracteristici de performanță] În conformitate cu ISO 22112: 2017 Stomatologie - Dinti artificiali pentru proteze dentare,

și duritate; 21Hv0.2 sau mai mult (smalt) numai dinti din răsină compozită

[Metoda de dezinfecție după crearea protezei] După ce protezele sunt finalizate, vă rugăm să îndepărtați murdăria prin curățare cu ultrasunete și să le dezinfecțați cu o soluție de curățare a protezelor disponibilă în comerț.

Instrucțiuni de utilizare

1. **Realizarea protezei:** Depinde de metoda de fabricație preferată.

2. **Metoda de lustruire:** Lustruirea cu pastă de diamant sau alți abrazivi folosind o perie sau o cârpă de lustruit.

Precăutii

- Nu aderă la rășina pentru bazele protezelor, cu excepția rășinii acrilice de tip pulbere și lichid. Prin urmare, preprocesați-o în conformitate cu metoda desemnată de producătorul de răsină pentru baze pentru proteze dentare.
- Pentru dinti din răsină compozită:** Nu folosiți materiale de dizolvare cu gips puternic alcaline (mai mult de pH10) sau detergenți pentru proteze dentare. Dintii din răsină compozită pot deveni tulburi. Pentru materialele de dizolvare a ghipsului se recomandă YAMAHACHI DENTAL "Break".
- Pentru a elmina colorarea datorată pigmentării din gură (cauzată de fumul de țigară etc.), aplicați nisip de lustruit, lustruiți cu o perie pentru proteze, apoi aplicați agent de glazură și lustruiți cu o perie cu peri moi.
- Nu fixați temporar dintii de răsină cu superglue pe bază de cianoacrilat. La scoaterea protezei după polimerizare, suprafața dintilor de răsină se poate desprinde sau rupe.
- După corecțarea formei, zona trebuie să fie lustruită temeinic.
- Nu măcinați excesiv produsul, deoarece acesta poate provoca deteriorarea.
- În cazul în care este necesar, trebuie să se prevadă o decupare în planul basal al dintelui pentru a întări legătura cu baza protezei.
- Manipulați penseta de ipsos cu atenție în timpul excavării protezei pentru a evita posibila deteriorare a bazei protezei.
- Pentru a evita inhalarea prafului, utilizați întotdeauna o mască și un colector de praf atunci când lustruiți.
- Curățați proteza dentară înainte de a o punе pe pacient.
- Vă rugăm să îi instruiți pe pacienți să își păstreze protezele sub apă după îndepărțare pentru a preveni deformarea.
- Vă rugăm să-i sfătuți pe pacienți să se prezinte în mod regulat la dentist, deoarece dintii din răsină se uzează odată cu utilizarea.

Notă importantă

- În cazul în care pacientul prezintă simptome de hipersensibilitate, întrerupeți utilizarea materialului și consultați imediat un medic.
- În cazul în care medicul dentist sau tehnicianul de laborator prezintă simptome de hipersensibilitate, întrerupeți utilizarea materialului și consultați imediat un medic.
- Nu se utilizează la pacienții care au prezentat anterior hipersensibilitate, cum ar fi erupții cutanate, dermatită și mâncărini cu monomeri metacrilici.
- (Riscurile reutilizării) Dacă dintii din răsină sunt reutilizați, există riscul deteriorării sănătății orale din cauza folosirii dintilor din răsină cu ocluzie incorctă. Există, de asemenea, un risc de infecție.
- (Către utilizator și/sau pacient) Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Depozitare

- Deoarece rășina acrilică este inflamabilă, trebuie depozitată departe de surse de căldură și de surse de aprindere și ferită de lumina directă a soarelui.
- Să fie depozitată și controlată în mod corespunzător, astfel încât să nu poată fi accesată de personal neautorizat.

Informații privind eliminarea

Atunci când eliminați dispozitivele medicale, vă rugăm să respectați reglementările și legile privind eliminarea din țara în care le eliminați.

Pericol potențial

Acest produs poate provoca reacții alergice, cum ar fi erupții cutanate și dermatită.

Produs de:



YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.
54-1 Ochiaigara, Nishiura-Chō, Gamagori, Aichi-Pref., 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp



Obelis S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium