

**Használati utasítás**

Általános eszköz kifejezés	Termék név
Akrilgyanta fogak	NEW ACE, MILLION, NAPERCE, EFUCERA AC, FLAT AC
Kompozit műgyanta fogak	EFUCERA-A, EFUCERA-P, EFUCERA PX SOLUUT PX, CROWN PX,
Akrilgyanta fogak (FX)	FX ANTERIOR, FX POSTERIOR, EFUCERA FX
Akrilgyanta fogak (NS)	CROWN NS, EFUCERA NS

**【Rendeltetészerű használat】** Kész műgyanta műfogak fogpótlásokhoz

(A rendeltetési cél meghatározása) A rágófunkció helyreállítása / Beszédjavítás / Esztétikai javulás

**【Használati javallat】** Fogvesztés**【Célzott népesség】** Céléletkor: 3-125 év, Nem: Irreleváns**【Rendeltetett felhasználó】** Fogsorokat készítő fogorvosok vagy fogtechnikusok**【Ellenjavallatok】** Alkalmazása metil-metakrilátra allergiás betegeknél**【Várható klinikai hatás】** A rágófunkció, a fonáció és az esztétika helyreállítása**【Teljesítmény jellemzők】** Megfelel az ISO 22112: 2017 Fogászat – Műfogak fogpótlásokhoz,  
És keménység; 21Hv0,2 vagy több (zománc) csak kompozit műgyanta fogak**【A fogsorkészítés utáni fertőtlenítési módszer】** A fogsor elkészülte után ultrahangos tisztítással távolítsa el a szennyeződéseket, és fertőtlenítsen a kereskedelemben kapható fogsortisztító oldattal.**【Használati utasítás】**

- A protézis készítése:** A választott gyártási módtól függ.
- Polírozási módszer:** Polírozás gyémántpasztával vagy más csiszolóanyaggal ecsettel vagy ronggyal.

**【Vigyázat】**

- Nem tapad a műfogsor alap gyantájához, kivéve a por és folyékony típusú akrilgyantát. Ezért elődolgozza a műfogsor alapgyanta készítőjének kijelölt módszere szerint.
- Kompozit műgyanta fogak esetén:** Ne használjon erős lúgos (pH10-nél nagyobb) gipszoldó anyagokat vagy műfogsor-tisztítószereket. A kompozit fogak zavarossá válhatnak. A YAMAHACHI DENTAL „Break” a gipszoldó anyagokhoz ajánlott.
- A szájban fellépő pigmentfoltok (cigifüst, stb.) elszíneződésének eltávolításához vigyen fel polírozó homokot, polírozza le műfogsor kefével, majd vigyen fel fényezőanyagot, és puha sörtéjű kefével polírozza.
- Ne rögzítse ideiglenesen a gyantafogakat cianoakrilát alapú szuperragasztóval. A műfogsor polimerizálás utáni kiszedésekor a műgyanta fogak felülete leválhat vagy eltörhet.
- Az alakjavítás után a területet alaposan le kell csiszolni.
- Ne örölje össze túlzottan a terméket, mert kárt okozhat.
- A fog alapsíkján alámetszést kell kialakítani, ha szükséges, hogy megerősítsük a fogsor alapjával való kötést.
- Óvatosan kezelje a gipszcsipeszt a fogsor kiadásakor, hogy elkerülje a fogsor alapjának esetleges károsodását.
- A por belélegzésének elkerülése érdekében polírozáskor mindig használjon maszkot és porgyűjtőt.
- Tisztítsa meg a fogsort, mielőtt a páciensre helyezi.
- Kérjük, utasítsa a betegeket, hogy a fogsort eltávolítás után a víz alatt tartsák, hogy elkerüljék a deformációt.
- Kérjük, javasolja a betegeknél, hogy rendszeresen látogassák meg fogorvosukat, mivel a gyantafogak elhasználódnak a használat során.

**【Fontos megjegyzés】**

- Ha a betegen túlérzékenységi tünetek jelentkeznek, hagyja abba az anyag használatát és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha a fogorvos vagy a laboratóriumi technikus a túlérzékenység bármilyen tünetét mutatja, hagyja abba az anyag használatát, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne alkalmazza olyan betegeknél, akik korábban túlérzékenységet tapasztaltak, például kiütéseket, bőrgyulladást és viszketést metakril monomerekkel.
- (Újrahasználat veszélyei) A gyantafogak újrafelhasználása esetén fennáll a száj egészségének romlásának veszélye a hibás elzáródású gyantafogak használata miatt. Fennáll a fertőzés veszélye is.
- (A felhasználónak és/vagy a páciensnek) Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

**【Tárolás】**

- Mivel az akrilgyanta gyúlékony, hő- és gyújtóforrásoktól távol kell tárolni.
- Magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől távol tárolandó.
- Megfelelően tárolja és vezérelje, hogy jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.

**MD** R<sub>x</sub> Only**【Ártalmatlanítási információk】**

Az orvostechnikai eszközök ártalmatlanításánál tartsa be annak az országnak a hulladékkezelési előírásait és törvényeit, ahol azokat ártalmatlanítja.

**【Potenciális veszély】**

Ez a termék allergiás reakciókat, például kiütéseket és dermatitist okozhat.

**【Előállítás】**

54-1 Ochigara, Nishitara-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN  
Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764  
E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;  
Web: www.yamahachi-dental.co.jp

CE  
1639

EC REP

Obelis S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

UK  
CA  
0120

UK REP

Obelis UK Ltd.

Sandford Gate, Oxford, OX4 6LB, UK