

PMMA DISK, PMMA BLOCK Akrilo derva dantų CAD/CAM technologijai

[Basic UDI-DI] PMMA DISK: ++D08061718PD9LV PMMA BLOCK: ++D08061718PM9MQ

【Numatytas naudojimas】 PMMA DISK ir PMMA BLOCK yra akrilo dervos medžiagos, skirtos CAD/CAM frezavimo staklėms.

【Naudojimo indikacijos】 Indikacijos: chirurginiai gida, stentai, įtvarai, dantų protezų pagrindai, karūnėlės, tiltai.

【Numatomi gyventojai】 Žmonėms, kurie yra netekę dantų arba jie yra pažeisti

【Numatomas naudotojas】 Dantų protezus gaminantys odontologai arba dantų technikai.

【Kontraindikacijos】 Nenaudokite pacientams, alergiškiems MMA.

【Tikėtina klinikinė nauda】 Tikėkitės, kad pagaliau galėsite kramtyti maistą.

【Veikimo charakteristikos】 Lankstumo stipris: $\geq 65\text{MPa}$, Lankstumo modulis: $\geq 2000\text{MPa}$, Vandens sorbcija: $\leq 32\mu\text{g/mm}^3$,

Tirpumas: $\leq 1.6\mu\text{g/mm}^3$, Likutinis MMA: $\leq 2.2\%$

【Informacija apie medžiagas, su kuriomis gali susidurti pacientai】 PMMA, MMA, pigmentai ir kt.

Šių komponentų išsiskyrimas yra mažesnis nei $1.6\mu\text{g/mm}^3$.

【SSCP】 Ji bus įkelta į EUDAMED.

【Naudojimo instrukcijos】

- Pagaminkite gipsinį modelį. Jei reikia, pagaminkite vaškinį modelį.
 - Dirbti su šiuo medicinos prietaisu gali tik apmokytas personalas.
- Nuskaitykite modelį skeneriu, atitinkančiu naudojamą CAD/CAM sistemą. Jei reikia, nuskaitykite vaško modelį.
- Suprojektuokite protezą su projektavimo programine įranga, atitinkančia CAD/CAM sistemą, iš nuskaitytų duomenų.
- Įdėkite šį elementą į CAD/CAM frezavimo staklės. Pjaustykite šią medžiagą naudodami suprojektuotus duomenis.
- Pašalinkite nupjautą medžiagą ir pašalinkite nupjautas atliekas oru, šepečiu ir pan.
- Nupoliruokite aštrias medžiagos kraštines.
- Protezų bazėje dirbtiniai dantys tvirtinami klijuojamąja medžiaga.
 - Laikykitės kljavimo priemonės naudojimo instrukcijų.
- Valymas ultragarso vonioje su švelnia valymo priemone.

【Įspėjimas】

- Naudokite tinkamą CAD/CAM sistemą.
- Pjovimas atliekamas pagal naudojamos CAD/CAM sistemos instrukcijas.

(Karūnėlė, tiltas)

- Suformuotas su giliu nuolydžiu arba petimi, kad krašto pjūvio storis būtų ne mažesnis kaip 0,5 mm.
- Išorinė ertmės forma turi būti suapvalinta ir nesiliesti prie priešingo danties.
- Jis turėtų būti suformuotas ir suprojektuotas taip, kad plyšio storis būtų ne mažesnis kaip 1,0 mm, o okliuzinės viršūnės storis - ne mažesnis kaip 1,3 mm.
- Kai naudojamas papildomas sluoksnis, sluoksnis tepamas ant šviežio paviršiaus.
- Jei ertmė yra gili ir arti pulpos, rekomenduojama naudoti pulpos apsaugą.

【Pastaba】

- Kad dulkės nepaveiktų žmogaus kūno, poliruojant šį gaminį turi būti naudojami apsauginiai akiniai, vietinis dulkių sugėriklis arba įgaliotos institucijos patvirtinta dulkių nepraleidžianti kaukė.
- Dedant karūnėlinę restauraciją reikia naudoti tinkamą lipnią medžiagą (pvz., laikiną cementą).
- Pašalinkite cemento perteklių, kai dedate vainikėlio restauraciją.
- Pacientai, kuriems dėl šios medžiagos vartojimo atsirado padidėjusio jautrumo simptomų, tokių kaip bėrimas, egzema, paraudimas, opa, patinimas, niežulys ir tirpimas, turi nutraukti naudojimą ir kreiptis į gydytoją.
- Darbuotojai, kuriems anksčiau buvo pasireiškęs padidėjęs jautrumas, pavyzdžiui, bėrimas ir dermatitas, MMA monomerų pagrindu pagamintiems monomerams, neturėtų liesti medžiagos tiesiogiai su pirštinėmis.
- Jei dėl šios medžiagos naudojimo atsiranda padidėjusio jautrumo simptomų, tokių kaip bėrimas, egzema, paraudimas, opa, patinimas, niežulys ir tirpimas, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
- Vienkartinis naudojimas: Vienkartiniai dantų protezai: kartą pagaminti dantų protezai negali būti naudojami kitam pacientui, nes netinka.

【Saugykla】

- Saugokite nuo aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
- Tinkamai saugokite, kad darbuotojai, neturintys įgaliojimų, negalėtų naudotis šiomis medžiagomis.



【Šalinimo informacija】

Likusios atsargos arba panaudoti medicinos prietaisai turi būti sunaikinti laikantis atitinkamų nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

【Gamyba】

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.
 54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN
 Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764
 E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;
 Web: www.yamahachi-dental.co.jp

EC REP OBELIS S.A
 Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium