

Használati utasítás**Paraffin Wax****【Használati utasítás】**

1. Egy viaszlapot lánggal felmelegítenek, és ha szükséges, a lapot a modellre nyomják, hogy elkészüljön a műfogsor alapja.
2. Amikor mérsékelten megpuhult, tekerje fel rúddá.
3. A rúd alakú viaszt patkó alakúra formázzák, és az alaplemmezhez nyomják.
4. Over and under parts are added or trimmed to complete the bite plate.
5. Az okkluzális műfogsor alapjának beállítása, a műfogak elrendezése és a viaszprotézis elkészítése az általános gyakorlatnak megfelelően történik.

【Vigyzat】

1. Ezen anyag elégetésekor helyi elszívórendszert, szellőzőventilátort stb. kell felszerelni, és kerülni kell a zárt helyiségben történő munkavégzést. Ne lélegezze be az égetés során keletkező füstöt és gőzt.
2. Ha bármilyen probléma, például idegen anyagok keverednek az anyag használata előtt vagy közben, hagyja abba a használatát.
3. Ha ezt az anyagot használja, legyen óvatos, nehogy megégesse magát.

【Fontos megjegyzés】

1. Ne használja olyan betegeknél, akik túlérzékenyek erre az anyagra, mint például kiütések vagy bőrgyulladás.
2. Az a felhasználó, akinek kiütése, bőrgyulladása vagy egyéb túlérzékenysége van ezzel az anyaggal szemben, viseljen kesztyűt, és kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést.
3. Azoknak a betegeknek, akiknél az anyag használata miatt túlérzékenységi tünetek, például kiütés, ekcéma, bőrpír, fekély, duzzanat, viszketés és zsimbadás jelentkezik, abba kell hagyniuk a használatát, és orvoshoz kell fordulniuk.
4. Annak a felhasználónak, akinél az anyag használata miatt túlérzékenységi tünetek, például kiütés, ekcéma, bőrpír, fekély, duzzanat, viszketés vagy zsimbadás jelentkezik, abba kell hagynia az anyag használatát, és orvoshoz kell fordulnia.
5. Tájékoztassa a felhasználókat és a betegeket, hogy az eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

【Tárolás】

- Hűvös, sötét helyen tárolja.
- Ne hagyja a terméket meleg helyen (pl. tűzhely közelében vagy közvetlen napfényben).
- A használati és tárolási területet fel kell szerelni tűzoltó rendszerrel.
- Tárolja olyan helyen, ahol tűz szigorúan tilos, és ne tárolja nagy mennyiségben egy tárolóhelyen.
- A tárolás és szállítás során kerülje a közvetlen napfényt.
- Megfelelően tárolja és kezelje úgy, hogy csak az arra felhatalmazott személyzet férhessen hozzá.

【Lejáratidő】

Nincs határozott lejárati idő, de a gyártástól számított 10 éven belül fel kell használni.

【Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk】

A fennmaradó készleteket a megfelelő nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

**【Potenciális veszély】**

Ez a termék allergiás reakciókat, például kiütéseket és bőrgyulladást okozhat.

**【Gyártó:]**

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

54-1 Ochigara, Nishitara-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp



Obelis S.A.

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium