

MOULD CHART

HIGHLY PERFORMED ACRYLIC RESIN TEETH

FX ANTERIOR

FX POSTERIOR

EFUCERA FX POSTERIOR

TABLA DE MOLDES

DIENTES ACRÍLICOS DE ALTO RENDIMIENTO

DIENTES ANTERIORES FX

DIENTES POSTERIORES FX











DIENTES POSTERIORES EFUCERA FX

CE
1639



YAMAHACHI DENTAL


FX ANTERIOR / DIENTES ANTERIORES FX




FX ANTERIOR / DIENTES ANTERIORES FX



FX POSTERIOR 30° / DIENTES POSTERIORES 30° FX





EFUCERA FX POSTERIOR

(Same Mould as EFUCERA PX and EFUCERA AC)

DIENTES POSTERIORES EFUCERA FX

(tienen el mismo molde que los DIENTES POSTERIORES EFUCERA PX, EFUCERA AC)

FX POSTERIOR

(Same Mould as NAPERCE POSTERIOR)

DIENTES POSTERIORES FX

(tienen el mismo molde que los DIENTES POSTERIORES NAPERCE.)

SHADES

A1, A2, A3, A3.5, A4 B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 D2, D3, D4, W0.5
16 different Vita shades are available. Vita is trademark of Vita Zahnfabrik GmbH.

GUIA DE COLORES

Existen 16 colores diferentes de la guía Vita disponibles. La guía de colores Vita es la marca comercial producida por Vita Zahnfabrik GmbH.

COMBINATION TABLE / TABLA DE COMBINACIONES

ENGLISH /

YAMAHACHI offers a wide range of models, giving the opportunity to choose an assortment of colors whichever colors you need.
Our artificial teeth comply with the international quality standard ISO 22112.


ESPAÑOL /

YAMAHACHI ofrece una amplia gama de modelos brindandofé la oportunidad de poder escoger entre una gran variedad de colores, sea cual fuere el color que Usted necesite.

Nuestros dientes artificiales se ajustan a las Normas Internacionales de Calidad ISO 22112.

ANTERIOR ANTERIORES		POSTERIOR POSTERIORES	
FX		FX	EFUCERA FX
UPPER SUPERIOR	LOWER INFERIOR		
T4	LB4	M28	28
T5	LB5	M30	30
T6	LB6	M32	32
T7	LB7	M33 (M34 , M36)	34 (36)
S4	LA4	M30	30
S5	LB6	M30	30
S6	LB7	M33 (M34)	32
S7	LA7	M33 (M34 , M36)	34 (36)
SS4	LB4	M28	28
SS5	LB5	M30	30
SS6	LA6	M32	32
SS7	LB7	M33 (M34 , M36)	34 (36)
C4	LA4	M30	30
C5	LA5	M30	32
C6	LA6	M33 (M34)	32
C7	LA7	M33 (M34 , M36)	34 (36)

DISTRIBUTOR
DISTRIBUIDOR



YAMAHACHI DENTAL

54-1, OCHIGARA, NISHIURA-CHO, GAMAGORI, AICHI-PREF., 443-0105, JAPAN

TEL : 81-533-57-7121 FAX : 81-533-57-1764

Website www.yamahachi-dental.co.jp/

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp