

COMBINATION TABLE / TABLA DE COMBINACIONES

ANTERIOR ANTERIORES		POSTERIOR POSTERIORES	
FX		FX	EFUCERA FX
UPPER SUPERIOR	LOWER INFERIOR		
T4	LB4	M28	28
T5	LB5	M30	30
T6	LB6	M32	32
T7	LB7	M33 (M34 , M36)	34 (36)
S4	LA4	M30	30
S5	LB6	M30	30
S6	LB7	M33 (M34)	32
S7	LA7	M33 (M34 , M36)	34 (36)
SS4	LB4	M28	28
SS5	LB5	M30	30
SS6	LA6	M32	32
SS7	LB7	M33 (M34 , M36)	34 (36)
C4	LA4	M30	30
C5	LA5	M30	32
C6	LA6	M33 (M34)	32
C7	LA7	M33 (M34 , M36)	34 (36)

ENGLISH /


YAMAHACHI offers a wide range of models, giving the opportunity to choose an assortment of colors whichever colors you need. Our artificial teeth comply with the international quality standard ISO 22112. FX ANTERIOR, FX POSTERIOR, EFUCERA FX POSTERIOR are highly performed acrylic teeth, which show doubled wear resistance and 20% upped hardness compared with conventional acrylic teeth. FX fits those who are not quite satisfied with ordinary acrylic teeth.

ESPAÑOL /

YAMAHACHI ofrece una amplia gama de modelos brindándole la oportunidad de poder escoger entre una gran variedad de colores, sea cual fuere el color que Usted necesite. Nuestros dientes artificiales se ajustan a las Normas Internacionales de Calidad ISO 22112.

Los dientes anteriores FX, posteriores FX, EFUCERA FX y son dientes de acrílico de alto rendimiento, que presentan una doble resistencia al desgaste y un aumento del 20% en su dureza comparados con los dientes convencionales de acrílico. Los dientes FX se ajustan a las necesidades de aquellos que no están satisfechos con los dientes ordinarios de acrílico.

DI ST R I B U T O R  
DI ST R I B U I D O R



MOULD CHART

HIGHLY PERFORMED ACRYLIC RESIN TEETH  
FX ANTERIOR  
FX POSTERIOR  
EFUCERA FX POSTERIOR

TABLA DE MOLDES

DIENTES ACRÍLICOS DE ALTO RENDIMIENTO  
DIENTES ANTERIORES FX  
DIENTES POSTERIORES FX  
DIENTES POSTERIORES EFUCERA FX



**YAMAHACHI DENTAL**  
54-1, OCHIGARA, NISHIURA-CHO, GAMAGORI, AICHI-PREF., 443-0105, JAPAN  
TEL : 81-533-57-7121 FAX : 81-533-57-1764  
Website <https://yamahachi-dental.co.jp/en/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)




**YAMAHACHI DENTAL**

CE  
1639



FX ANTERIOR / DIENTES ANTERIORES FX



FX ANTERIOR / DIENTES ANTERIORES FX



FX POSTERIOR 30° / DIENTES POSTERIORES 30° FX



EFUCERA FX POSTERIOR 20° / DIENTES POSTERIORES 20° EFUCERA FX



EFUCERA FX POSTERIOR  
(Same Mould as EFUCERA PX and EFUCERA AC)

DIENTES POSTERIORES EFUCERA FX  
(tienen el mismo molde que los DIENTES POSTERIORES EFUCERA PX, EFUCERA AC)

FX POSTERIOR  
(Same Mould as NAPERCE POSTERIOR)  
DIENTES POSTERIORES FX  
(tienen el mismo molde que los DIENTES POSTERIORES NAPERCE)

**SHADES** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5\*  
16 different Vita shades are available. Vita is a trademark of Vita Zahnfabrik GmbH.  
\*W0.5 is Yamahachi bleached shade.

**GUIA DE COLORES** Existen 16 colores diferentes de la guía Vita disponibles. La guía de colores Vita es la marca comercial producida por Vita Zahnfabrik GmbH.  
W0.5 se Yamahachi blanqueada color.