


Mould Chart

ソリュートPX アンテリオ モールドチャート



SS (SHORT SQUARE MOULDS)

SS3		上	A	B	C
			40.7	7.7	9.1
		下	31.7	4.9	8.0

Csp (COMBINATION SPECIAL (LONG COLOR) MOULDS)

Csp3		上	A	B	C
			42.5	7.8	10.5
		下	32.2	4.9	8.8

写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。

SS4		上	A	B	C
			42.2	8.0	9.7
		下	33.6	5.1	8.3

Csp4		上	A	B	C
			43.8	8.2	11.3
		下	33.8	5.2	9.1

SS5		上	A	B	C
			44.5	8.5	10.3
		下	35.7	5.5	8.9

Csp5		上	A	B	C
			46.2	8.6	11.7
		下	35.7	5.5	9.6

SS6		上	A	B	C
			46.9	8.9	10.7
		下	37.5	5.7	9.2

Csp6		上	A	B	C
			48.2	9.0	12.5
		下	37.5	5.7	10.4

SS7		上	A	B	C
			49.4	9.4	11.3
		下	39.4	6.0	9.9

Csp7		上	A	B	C
			50.9	9.4	13.0
		下	39.4	6.0	10.2

Mould Chart

ソリュートPX ポステリオ モールドチャート



M28		上	M	A	B
				27.7	8.3
		下	M	29.3	7.8
M30		上	M	30.3	8.8
		下	M	32.0	8.3
M32		上	M	33.2	9.5
		下	M	35.4	9.3

写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。

ユニプラス モールドチャート



S28		上	S	A	B
				28.2	9.1
		下	S	31.1	8.3
S30		上	S	30.2	9.7
		下	S	33.3	8.9
S32		上	S	32.2	10.4
		下	S	35.5	9.5

写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。