


# Mould Chart

## エフセラ-P® モールドチャート エフセラ-P® RH モールドチャート




写真は原寸大です  
寸法は±5%の公差を含みます。

		A	B
28	上	29.2	8.4
	下	31.1	7.6
30	上	30.7	8.2
	下	33.3	8.1
32	上	32.8	8.5
	下	34.4	8.9
34	上	34.1	8.9
	下	36.0	9.2
36	上	36.0	11.3
	下	38.6	10.3

※但しエフセラ-P® RH は、28・30・32のみ

# Mould Chart


## エフセラ-P® シン플ラー モールドチャート エフセラ-P® シン플ラー RH モールドチャート



写真はMサイズの原寸大です  
寸法は±5%の公差を含みます。

			A	B
28 M・S	上	M	27.7	8.2
		S	27.6	7.2
	下	M	29.3	7.8
		S	29.3	7.2
30 M・S	上	M	30.0	8.7
		S	30.0	8.0
	下	M	32.0	8.3
		S	32.1	7.6
32 M・S	上	M	33.2	9.4
		S	32.9	8.8
	下	M	35.4	9.3
		S	35.3	8.8

## エル・ビー・オー(L・B・O) モールドチャート



写真は原寸大です  
寸法は±5%の公差を含みます。

			A	B
M32	上	M	31.4	7.4
	下	M	33.8	8.5
M35	上	M	35.2	10.7
	下	M	37.0	11.0