


## ニューエース モールドチャート



### 上顎

#### T (TAPERING MOULDS)

	A	B	C
T6	48.2	8.6	11.6
T5	46.5	8.4	11.3
T4	45.0	8.1	10.7
T3	45.1	8.2	11.4
T2	41.9	7.6	9.9
T1	42.6	7.6	10.4

#### S (SQUARE MOULDS)

	A	B	C
S6	47.7	8.8	11.4
S5	47.5	8.5	10.5
S4	45.1	8.0	10.6
S3	43.9	8.1	9.8
S2	43.0	7.7	9.5

#### O (OVOID MOULDS)

	A	B	C
O5	48.8	8.7	10.4
O4	46.6	8.4	10.0
O3	44.1	8.0	10.0
O2	41.4	7.3	9.3

#### TL (TAPERING LONG MOULDS)

	A	B	C
TL6	49.4	9.1	11.7
TL5	46.9	8.8	11.1
TL4	44.7	8.5	10.9

#### SS (SHORT SQUARE MOULDS)

	A	B	C
SS3	44.3	8.0	9.0
SS2	41.9	7.8	9.1

### 下顎

#### L (COMBINATION MOULDS)

	A	B	C
L8	36.4	5.5	10.4
L7	36.0	5.5	9.9
L6	33.9	5.2	9.7
L5	32.9	5.2	9.2
L4	33.5	5.3	9.4
L3	32.7	5.1	8.9
L2	32.3	4.9	8.5

#### S (SQUARE MOULDS)

	A	B	C
S4	34.3	5.2	8.7
S3	32.6	5.0	8.3

#### 前スキチャート

	B	C
前スキ	4.1	12.4

※前スキのみCはカラーを含む

## ミリオン モールドチャート



		A	B
28	上	27.2	7.0
	下	28.3	7.1
29	上	29.6	7.3
	下	30.3	7.6
30	上	30.7	8.2
	下	32.4	8.0
31	上	31.1	8.2
	下	32.8	8.6
32	上	33.1	8.8
	下	34.6	8.9
偏平	上	30.7	4.6
	下	33.1	4.6
白スキ	近遠心径		歯冠長
		4.1	9.8

※偏平、白スキのみBはカラーを含む