


ソリュートPX アンテリオ モールドチャート



S (SQUARE MOULDS)

S3

	A	B	C
上	40.3	7.7	10.3
下	32.2	4.9	8.8

T (TAPERING MOULDS)

T3

	A	B	C
上	41.1	7.9	10.3
下	32.2	4.9	8.8

写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。

S4

	A	B	C
上	41.5	8.0	11.1
下	33.8	5.2	9.1

T4

	A	B	C
上	42.3	8.1	10.6
下	33.8	5.2	9.1

S5

	A	B	C
上	44.0	8.5	11.6
下	35.7	5.5	9.6

T5

	A	B	C
上	44.6	8.5	11.1
下	35.7	5.5	9.6

S6

	A	B	C
上	46.6	8.9	12.1
下	37.5	5.7	10.4

T6

	A	B	C
上	46.7	8.9	11.3
下	37.5	5.7	10.4


S7

	A	B	C
上	49.1	9.4	12.7
下	39.4	6.0	10.2

T7

	A	B	C
上	49.4	9.5	12.7
下	39.4	6.0	10.2

ソリュートPX アンテリオ モールドチャート



O (OVOID MOULDS)

O3

	A	B	C
上	40.6	7.8	9.8
下	31.7	4.9	8.0

C (COMBINATION MOULDS)

C3

	A	B	C
上	42.4	7.8	10.1
下	32.2	4.9	8.8

写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。

O4

	A	B	C
上	41.8	8.0	10.3
下	33.6	5.1	8.3

C4

	A	B	C
上	43.7	8.1	11.5
下	33.8	5.2	9.1

O5

	A	B	C
上	44.3	8.5	10.6
下	35.7	5.5	8.9

C5

	A	B	C
上	45.6	8.5	11.8
下	35.7	5.5	9.6

O6

	A	B	C
上	46.8	9.0	11.2
下	37.5	5.7	9.2

C6

	A	B	C
上	48.2	9.0	12.2
下	37.5	5.7	10.4


O7

	A	B	C
上	48.9	9.4	11.9
下	39.4	6.0	9.9

C7

	A	B	C
上	50.9	9.4	12.9
下	39.4	6.0	10.2

ソリュートPX アンテリオ モールドチャート



写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。

SS (SHORT SQUARE MOULDS)

SS3		寸法		
		A	B	C
上	上	40.7	7.7	9.1
	下	31.7	4.9	8.0

Csp (COMBINATION SPECIAL (LONG COLOR) MOULDS)

Csp3		寸法		
		A	B	C
上	上	42.5	7.8	10.5
	下	32.2	4.9	8.8

SS4		寸法		
		A	B	C
上	上	42.2	8.0	9.7
	下	33.6	5.1	8.3

Csp4		寸法		
		A	B	C
上	上	43.8	8.2	11.3
	下	33.8	5.2	9.1

SS5		寸法		
		A	B	C
上	上	44.5	8.5	10.3
	下	35.7	5.5	8.9

Csp5		寸法		
		A	B	C
上	上	46.2	8.6	11.7
	下	35.7	5.5	9.6


SS6		寸法		
		A	B	C
上	上	46.9	8.9	10.7
	下	37.5	5.7	9.2

Csp6		寸法		
		A	B	C
上	上	48.2	9.0	12.5
	下	37.5	5.7	10.4

SS7		寸法		
		A	B	C
上	上	49.4	9.4	11.3
	下	39.4	6.0	9.9

Csp7		寸法		
		A	B	C
上	上	50.9	9.4	13.0
	下	39.4	6.0	10.2

ソリュートPX ポステリオ モールドチャート



写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。

M28		M	寸法		
			A	B	
上	上	M	27.7	8.3	
	下	M	29.3	7.8	
M30		M	上	30.3	8.8
			下	32.0	8.3
M32		M	上	33.2	9.5
			下	35.4	9.3

ユニプラス モールドチャート



写真は原寸大です
寸法は±5%の公差を含みます。

S28		S	寸法		
			A	B	
上	上	S	28.2	9.1	
	下	S	31.1	8.3	
S30		S	上	30.2	9.7
			下	33.3	8.9
S32		S	上	32.2	10.4
			下	35.5	9.5