

歯科切削加工用セラミックス

MY ZIRCONIA NHT

MY ジルコニア ナチュラルハイトランス



Natural

No Bulk

New Use

前 歯



臼 歯



ブリッジ



Natural

高度な粉体技術を持つ国内メーカーの高品位原料を採用。均一な固溶により、従来よりも高い透光性を有しているため、審美性の求められる前歯部修復にご使用頂けます。

●0.5mm厚ペレットでの透過率の比較




	LT	NHT
透過率(%) ^{※1}	40	44
曲げ強度(MPa) ^{※2}	1,120	1,000

※1 弊社試験による(厚さ1mmペレット) ※2 3点曲げ試験 JIS T 6526:2012

No Bulk

3点曲げ強度1,000Mpa以上の物性を有するため、強度の求められる臼歯部復習にもご使用いただけます。この1枚で幅広い補綴物を製作できるため、技工所様における在庫負担を大幅に低減します。

●透光性



New Use

国産高品位原料を採用した高透過・高強度のジルコニアを、お求めやすい価格にてご提供させていただくことで、技工所様より新たな技工物のご提案にご利用いただけます。

	14mm	16mm	18mm	22mm	25mm	ブロック
LTホワイト	¥14,000	¥16,000	¥18,000	¥22,000	¥25,000	¥23,000
NHTホワイト	¥16,800	—	¥19,800	—	—	—
NHT A2/A3	¥18,200	—	¥23,400	—	—	—

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は…



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp