

■ ファインドポリッシャー



歯科用研磨器材 一般医療機器
医療機器届出番号 23B1X10001C09085

義歯研磨用
特殊化学繊維採用 レーズブラシ

■ 特 徴

ファインドポリッシャーは特殊化学繊維ブラシを採用しており、高い耐久性がございます。

また、作業部を短く密集配置することで、使用初期からコシがあり、アクリルレジン床からスルフォン床まで高い研磨力を発揮します。



■ 仕 様



- [規 格] 直径 φ 72 mm (軸径 33 mm / 作業部 39 mm)
2 行のみ
- [最大回転数] 6,000 rpm
- [包装単位] 5 個 / 袋
- [標準価格] ￥ 5,000 (税別)

※ご注文・お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命下さい。
●ご用命は…



製造販売元
山八齒林工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL<0533>57-7121 FAX<0533>57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp