

GLOSSY COAT COLOR

グロッシー コート カラー




チェアサイド(口腔内)・ラボサイド(口腔外)で使用可能
レジン系補綴装置のシェードを素早く・自由にコントロール



GLOSSY COAT COLOR グロッシー コート カラー

■ 耐着色性


光重合による変色が極めて少なく、重合後も高い耐着色性を発揮します。



※自社実験
(コーヒー2%水溶液に37℃で1週間浸漬)

■ 耐摩耗性


硬化後も良好な耐摩耗性を有します。



※自社実験 (歯ブラシ摩耗試験10万回後)

■ 接着性

多くの被塗布物と優れた接着性を有します。



※自社実験 (せん断接着強さ)

■ 使用ステップ ~チェアサイド(口腔内)~

本製品はレジ系補綴装置用です。歯質には使用できません。



■ 使用ステップ ~ラボサイド(作業模型上)~



使用例

アルテサーノⅣ 表面処理後



クリアーのみ使用



ブラウン:クリアー = 1:1使用



ブラウン原液使用



※キャラクタライズ後はクリアーで表面をコートしています。

製品情報



商品名	グロッシー コート カラー
規格・内容量	クリアー 8ml ¥6,000
標準価格	ブラウン 5ml ¥6,000

可視光線照射器ノプレス A
LEDキュアボックスプラス
LEDトレーキュア
アルテサーノⅣ

一般医療機器
一般医療機器
一般医療機器
管理医療機器

歯科重合用光照射器
歯科技工用重合装置
歯科技工用重合装置
歯科切削加工用レジ材料

医療機器届出番号 27B1X00130000019
医療機器届出番号 23B1X10001A69013
医療機器届出番号 23B1X10001A69014
医療機器認証番号 302AFBZX00083000

製造販売元 歯デンタルテクニカ
製造販売元 山八歯材工業(株)
製造販売元 山八歯材工業(株)
製造販売元 山八歯材工業(株)

※青色LED(450~480nm)のみを光源とする可視光線照射器ではご使用いただけません。
※口腔内でご使用される場合は、ライトガイドを塗布面に十分近づけて照射を行ってください。

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。
●ご用命は…



製造販売元
山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp