

# コンビネーションバー

— combination bar —




実寸大



ロング ショート

最大回転数	25,000rpm
材質	タングステンカーバイド
規格	ロング(粗さ:コース 先端直径:1.6mm) ショート(粗さ:ミディアム 先端直径:2.0mm)
包装単位	1本/ケース
標準価格	¥4,800



先端部スリットで  
スムーズな切削感

**Point1** ▶ 複数作業をバー交換なしで完結!

**Point2** ▶ ラボサイド、チェアサイドでの作業時間短縮!

**Point3** ▶ 人工歯排列、義歯調整のバー交換を考慮した  
完全オリジナル設計(特許出願中)

## Lab Side

### 人工歯基底部削合、維持孔付与作業

ラボサイドで必要となる人工歯基底部の削合と、人工歯基底部への維持孔付与の2つの作業を、この一本ですべて行うことが可能です。

維持孔付与



基底部削合



## Chair Side

### 咬合調整、義歯床辺縁部削合

チェアサイドで必要となる義歯の咬合調整と、床辺縁部の削合といった2つの作業を、この一本ですべて行うことができます。

咬合調整



義歯辺縁部の削合



製造販売元  
**合同会社 WSPT ジャパン**  
〒341-0024 埼玉県三郷市三郷 1-20-18  
TEL(048)954-5636 FAX(048)954-5637  
Home Page <http://wspt-japan.com/>  
E-mail [wsptjapan@tbz.t-com.ne.jp](mailto:wsptjapan@tbz.t-com.ne.jp)



販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page <https://yamahachi-dental.co.jp>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)