

CAD/CAM マテリアル — ディスク・ブロックシリーズ —

※T=厚み(mm)/ディスクは全て1枚/箱・サイズはΦ98mm、またはΦ98.5mmになります。

歯科切削加工用レジン材料 レジンディスク



- 高い審美性を有し、研磨や艶出しが容易です。

用途	暫間クラウン・暫間ブリッジの製作		
サイズ	T15・T20・T25	色調	A1・A2・A3・A3.5
標準価格	¥5,000		

歯科切削加工用レジン材料 レジンディスク W0.5



- A1よりもさらに白い色調 W0.5 を追加。

用途	暫間クラウン・暫間ブリッジの製作		
サイズ	T15・T20	色調	W0.5
標準価格	¥5,000		

歯科インプラント補綴用器具 レジンディスク クリアー



- サージカルガイドやスプリントに使用できます。

用途	サージカルガイド スプリント、各種ステント		
サイズ	T15・T20・T25	色調	クリアー
標準価格	¥5,000		

歯科切削加工用レジン材料 デンチャーディスク



- 歯肉色と歯冠色の2層からなるアクリルレジンディスクです。
- 1枚のディスクから一つのコピーデンチャーを製作できます。

用途	義歯床の作製		
サイズ	T35	色調	Vピンク+A3
標準価格	¥10,000		

歯科インプラント補綴用器具 スキャンディスク



- 象牙質と同等のX線造影性を有しているためインプラント体の埋入角度、埋入位置、シミュレーション、上部構造完成イメージの確認ができます。

用途	診断用・サージカルステントの製作		
サイズ	T20	色調	ホワイト
標準価格	¥7,500		

歯科用硬質石こう プラスターディスク



- オーラルスキャナー、歯科用スキャナーデータから模型を製作。
- 石膏に特殊な樹脂を配合する事によりミリング中のチップングリスクを軽減。
- 滑らかな仕上がり面(※加工機の設定も影響します)

サイズ	T25・T30	色調	イエロー
標準価格	¥1,800		

歯科切削加工用レジン材料 レジンブロック [DWX-4用]



- 暫間クラウン・暫間ブリッジ製作用のPMMA(アクリル樹脂)ブロック。

用途	暫間クラウン・暫間ブリッジの製作		
サイズ	76×40×20mm	色調	A1・A2・A3
標準価格	¥10,000	包装単位	5個入/箱

歯科用キャスト用ワックス ワックスブロック [DWX-4用]



- ワックスブロックα(グレー)と比べ、高い強度を有します。
- ヒートショック 非対応

用途	クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作		
サイズ	76×40×20mm	色調	グリーン
標準価格	¥6,000	包装単位	5個入/箱

歯科用キャスト用ワックス ワックスブロック α [DWX-4用]



- 切削後の盛り足しやマージン調整が容易に行えます。
- ヒートショック 対応

用途	クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作		
サイズ	76×40×20mm	色調	グレー
標準価格	¥6,000	包装単位	5個入/箱

歯科切削加工用レジン材料 レジンブロック (ピンタイプ)

- 保険診療のテンポラリークラウンとしてご使用できます。
- なめらかな表面性状により研磨、艶出しが容易に行えます。
- 10個入りでコストパフォーマンスに優れております。

用途	暫間クラウン・暫間ブリッジの製作		
サイズ	Sサイズ 15.4×19×39mm Lサイズ 15.5×19×55mm		
色調	A1・A2・A3	包装単位	10個入/箱

Sサイズ



標準価格 ¥11,000

Lサイズ



標準価格 ¥12,000

CAD/CAM マテリアル ディスク・ブロックシリーズ

※T=厚み(mm)/ディスクは全て1枚/箱・サイズはΦ98mm、またはΦ98.5mmになります。

高強度

歯科用キャストニングワックス ワックスディスク グリーン



- 高い強度を有しております。
- ヒートショック非対応。

用途	クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作		
サイズ	T14・T20	埋没材	リン酸塩系・クリストバライト系*
色調	グリーン		
標準価格	¥3,000		

※クリストバライト系埋没材をご使用の場合は、急速加熱は避けて下さい。

歯科用キャストニングワックス ワックスディスク アイボリー



- 補綴物のイメージがしやすいアイボリー色を採用。
- 強度が高いため試適としてのご使用も可能です。
- ヒートショック非対応。

用途	ジルコニア切削加工前の確認用・クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作		
サイズ	T14・T20	埋没材	リン酸塩系・クリストバライト系*
色調	アイボリー		
標準価格	¥3,000		

※クリストバライト系埋没材をご使用の場合は、急速加熱は避けて下さい。

加工性

歯科用キャストニングワックス ワックスディスク β



- 新製法により加工後の変形リスクを低減し良好な適合状態を可能にしました。
- ヒートショック対応。

用途	クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作		
サイズ	T14・T20	埋没材	リン酸塩系・クリストバライト系
色調	ブルー		
標準価格	¥3,000		

視認性

歯科用キャストニングワックス ワックスディスク α



- 切削後の盛り足しやマージン調整が容易に行えます。
- ヒートショック対応。

用途	クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作		
サイズ	T14・T20	埋没材	リン酸塩系・クリストバライト系
色調	グレー		
標準価格	¥3,000		

操作性

一般医療機器	レジンディスク クリアー	23B1X10001A58037	スキャンディスク	23B1X10001A58042	プasterディスク	23B1X10001C08005	ワックスブロック	23B1X10001C07018
	ワックスディスク	23B1X10001C07016	ワックスディスク α	23B1X10001C07017	ワックスディスク β	23B1X10001C07023	ワックスブロック α	23B1X10001C07019
管理医療機器	レジンディスク	224AFBZX00015000	デンチャーディスク	304AFBZX00046000	レジンブロック	226AFBZX00056000		

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。
●ご用命は…



製造販売元
山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp