

Mould Chart

エフセラ®P モールドチャート
 エフセラ®P RH モールドチャート



写真は原寸大です。(単位/mm)
 寸法は±5%の公差を含みます。

| | | | | |
|----|--|---|------|------|
| 28 | | 上 | 28.8 | 8.0 |
| | | 下 | 30.9 | 8.6 |
| 30 | | 上 | 30.3 | 8.5 |
| | | 下 | 32.5 | 9.0 |
| 32 | | 上 | 32.4 | 9.0 |
| | | 下 | 34.3 | 9.7 |
| 34 | | 上 | 33.7 | 9.9 |
| | | 下 | 36.0 | 10.0 |
| 36 | | 上 | 36.1 | 10.9 |
| | | 下 | 38.4 | 10.3 |

※但しエフセラ®P RHは、28・30・32のみ