


Mould Chart

エフセラ®A モールドチャート

エフセラ®A RH モールドチャート



写真は原寸大です。(単位/mm) 寸法は±5%の公差を含みます。

上 顎

S (SQUARE MOULDS)

		A	B	C
S4		43.4	7.9	10.4
S5		45.4	8.3	10.9
S6		48.4	8.8	11.4
S7		50.8	9.2	12.0

T (TAPERING MOULDS)

		A	B	C
T4		40.2	7.7	10.3
T5		44.4	8.4	11.0
T6		46.2	8.9	11.5
T7		49.0	9.3	11.9

C (COMBINATION MOULDS)

		A	B	C
C4		42.2	7.8	10.7
C5		45.0	8.3	11.3
C6		47.2	8.7	11.6
C7		49.4	9.1	12.2

SS (SQUARE SHORT MOULDS)

		A	B	C
SS4		40.6	7.8	9.5
SS5		43.6	8.3	10.1
SS6		46.0	8.9	10.6
SS7		48.4	9.2	11.0

下 顎

LA (COMBINATION MOULDS)

		A	B	C
LA4		33.2	4.9	9.5
LA5		34.6	5.2	10.6
LA6		37.4	5.5	10.9
LA7		39.4	5.9	11.0

LB (STANDARD MOULDS)

		A	B	C
LB4		33.0	4.9	9.3
LB5		34.6	5.2	9.5
LB6		35.6	5.3	10.0
LB7		38.6	5.9	10.7