

Mould Chart

ミリオン モールドチャート



写真は原寸大です。(単位/mm)
寸法は±5%の公差を含みます。

		A	B
28	上	27.2	7.0
	下	28.3	7.1
29	上	29.6	7.3
	下	30.3	7.6
30	上	30.7	8.2
	下	32.4	8.0
31	上	31.1	8.2
	下	32.8	8.6
32	上	33.1	8.8
	下	34.6	8.9
扁平	上	30.7	4.6
	下	33.1	4.6
白スキ	近邊心径	4.1	9.8
	歯冠長		

※扁平、白スキのみBはカラーを含む