


# Mould Chart

## ニューエース モールドチャート



写真は原寸大です。(単位/mm)  
寸法は±5%の公差を含みます。

### 上 顎

#### S (SQUARE MOULDS)

	A	B	C
S2	43.0	7.7	9.5
S3	43.9	8.1	9.8
S4	45.1	8.0	10.6
S5	47.5	8.5	10.5
S6	47.7	8.8	11.4

#### TL (TAPERING LONG MOULDS)

	A	B	C
TL4	44.7	8.5	10.9
TL5	46.9	8.8	11.1
TL6	49.4	9.1	11.7

#### SS (SQUARE SHORT MOULDS)

	A	B	C
SS2	41.9	7.8	9.1
SS3	44.3	8.0	9.0

#### T (TAPERING MOULDS)

	A	B	C
T1	42.6	7.6	10.4
T2	41.9	7.6	9.9
T3	45.1	8.2	11.4
T4	45.0	8.1	10.7
T5	46.5	8.4	11.3
T6	48.2	8.6	11.6

### 下 顎

#### L (COMBINATION MOULDS)

	A	B	C
L2	32.3	4.9	8.5
L3	32.7	5.1	8.9
L4	33.5	5.3	9.4
L5	32.9	5.2	9.2
L6	33.9	5.2	9.7
L7	36.0	5.5	9.9
L8	36.4	5.5	10.4

#### O (OVOID MOULDS)

	A	B	C
O2	41.4	7.3	9.3
O3	44.1	8.0	10.0
O4	46.6	8.4	10.0
O5	48.8	8.7	10.4

#### S (SQUARE MOULDS)

	A	B	C
S3	32.6	5.0	8.3
S4	34.3	5.2	8.7

#### 前スキチャート

	B	C
前スキ	4.1	12.4

※前スキのみCはカラーを含む