

# Mould Chart

エフセラ®P シン플ラー モールドチャート

エフセラ®P シン플ラー RH モールドチャート



		A		B	
		M	S	M	S
28 M・S	上	M	27.7	8.2	
		S	27.6	7.2	
	下	M	29.3	7.8	
		S	29.3	7.2	
30 M・S	上	M	30.0	8.7	
		S	30.0	8.0	
	下	M	32.0	8.3	
		S	32.1	7.6	
32 M・S	上	M	33.2	9.4	
		S	32.9	8.8	
	下	M	35.4	9.3	
		S	35.3	8.8	

写真はMサイズの原寸大です。(単位/mm)  
寸法は±5%の公差を含みます。