


Mould Chart

ソリュートPX アンテリオ モールドチャート



写真は原寸大です。(単位/mm)
寸法は±5%の公差を含みます。

S (SQUARE MOULDS)

S3		上	A	B	C
			40.3	7.7	10.3
		下	A	B	C
			32.2	4.9	8.8

T (TAPERING MOULDS)

T3		上	A	B	C
			41.1	7.9	10.3
		下	A	B	C
			32.2	4.9	8.8

S4		上	A	B	C
			41.5	8.0	11.1
		下	A	B	C
			33.8	5.2	9.1

T4		上	A	B	C
			42.3	8.1	10.6
		下	A	B	C
			33.8	5.2	9.1

S5		上	A	B	C
			44.0	8.5	11.6
		下	A	B	C
			35.7	5.5	9.6

T5		上	A	B	C
			44.6	8.5	11.1
		下	A	B	C
			35.7	5.5	9.6

S6		上	A	B	C
			46.6	8.9	12.1
		下	A	B	C
			37.5	5.7	10.4


T6		上	A	B	C
			46.7	8.9	11.3
		下	A	B	C
			37.5	5.7	10.4

S7		上	A	B	C
			49.1	9.4	12.7
		下	A	B	C
			39.4	6.0	10.2

T7		上	A	B	C
			49.4	9.5	12.7
		下	A	B	C
			39.4	6.0	10.2

Mould Chart

ソリュートPX アンテリオ モールドチャート



写真は原寸大です。(単位/mm)
寸法は±5%の公差を含みます。

O (OVOID MOULDS)

O3	上	A	B	C
		40.6	7.8	9.8
下	31.7	4.9	8.0	

O4	上	A	B	C
		41.8	8.0	10.3
下	33.6	5.1	8.3	

O5	上	A	B	C
		44.3	8.5	10.6
下	35.7	5.5	8.9	

O6	上	A	B	C
		46.8	9.0	11.2
下	37.5	5.7	9.2	

O7	上	A	B	C
		48.9	9.4	11.9
下	39.4	6.0	9.9	

C (COMBINATION MOULDS)

C3	上	A	B	C
		42.4	7.8	10.1
下	32.2	4.9	8.8	

C4	上	A	B	C
		43.7	8.1	11.5
下	33.8	5.2	9.1	


C5	上	A	B	C
		45.6	8.5	11.8
下	35.7	5.5	9.6	

C6	上	A	B	C
		48.2	9.0	12.2
下	37.5	5.7	10.4	

C7	上	A	B	C
		50.9	9.4	12.9
下	39.4	6.0	10.2	

Mould Chart

ソリュートPX アンテリオ モールドチャート



写真は原寸大です。(単位/mm)
寸法は±5%の公差を含みます。

SS (SQUARE SHORT MOULDS)

SS3	上	A	B	C
		40.7	7.7	9.1
	下	31.7	4.9	8.0

Csp (COMBINATION SPECIAL [LONG COLOR] MOULDS)

Csp3	上	A	B	C
		42.5	7.8	10.5
	下	32.2	4.9	8.8

SS4	上	A	B	C
		42.2	8.0	9.7
	下	33.6	5.1	8.3

Csp4	上	A	B	C
		43.8	8.2	11.3
	下	33.8	5.2	9.1

SS5	上	A	B	C
		44.5	8.5	10.3
	下	35.7	5.5	8.9

Csp5	上	A	B	C
		46.2	8.6	11.7
	下	35.7	5.5	9.6

SS6	上	A	B	C
		46.9	8.9	10.7
	下	37.5	5.7	9.2

Csp6	上	A	B	C
		48.2	9.0	12.5
	下	37.5	5.7	10.4

SS7	上	A	B	C
		49.4	9.4	11.3
	下	39.4	6.0	9.9

Csp7	上	A	B	C
		50.9	9.4	13.0
	下	39.4	6.0	10.2