



# SINTER DIA BAR

## シンターダイヤモンドバー

エクストラコース  
規格追加しました!




一般医療機器  
歯科技工用ダイヤモンド研削材  
医療機器届出番号 11B2X10061000026  
11B3X10042000032

ダイヤモンド砥粒と金属粉を内部まで焼結しているため、長期間にわたり高い切削力を維持します。



電着

表面をダイヤモンド砥粒でコーティング



シンター

ダイヤモンド砥粒と金属粉を内部まで焼結

4種類の粗さをラインナップし、各種メタルに幅広くご使用いただけます。



粗い ← → 細かい  
エクストラコース      コース      ミディアム      エクストラファイン

### 製品情報

商品名	シンターダイヤモンドバー
形態	#1
回転数	30,000rpm 以下
粗さ	エクストラコース コース ミディアム エクストラファイン

標準価格

¥3,500 (税別)

製造販売元 | (同)WSPTジャパン 〒341-0024 埼玉県三郷市三郷1-20-18  
TEL(048)954-5637



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.



研削材・研磨材

## ニューセームポリッシャー

歯科用研磨器材 一般医療機器  
医療機器届出番号 23B1X10001C09088

鹿 革

レースバフ

上質な鹿革を9枚重ね合わせた艶出し用バフです。  
切り込みの厚みを増やして毛の広がりを抑えました。  
固形研磨剤「タイガーマルチ」を併用することで良好な  
研磨力が得られます。

■仕様

規 格	φ90mm
包 装 単 位	1個 / ケース
標 準 価 格	¥1,500(税別)



研削材・研磨材

## ファインドポリッシャー

歯科用研磨器材 一般医療機器  
医療機器届出番号 23B1X10001C09085

特殊化学繊維ブラシ

レース用ブラシ

ファインドポリッシャーは特殊化学繊維ブラシを採用  
しており、高い耐久性がございます。  
また、作業部を短く密集配置することで、使用初期  
からコシがあり、アクリルレジンからスルフォン樹脂  
まで高い研磨力を発揮します。

■仕様

規 格	直径φ72mm(軸径3.3mm/作業部3.9mm) 2行のみ
最大回転数	6,000rpm
包 装 単 位	5個 / 袋
標 準 価 格	¥5,500(税別)

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。  
●ご用命は…



製造販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)