




### 3Dプリンター用パターンレジン 光硬化性樹脂材料

# SP-Partial

キャスト用のパターンレジンです。  
強度が高く、割れにくいので、細かなメッシュまで再現可能。

使用埋没材	リン酸塩系
有効波長域	405nm
標準価格	1kg <b>¥28,000</b>

- 販売名:光硬化性樹脂材料 SP-Partial
- 届出番号:39B2X10004000068
- 一般医療機器 歯科用パターンレジン
- 製造販売元:有限会社サット・システムズ



### 3Dプリンター用水洗いレジン 光硬化性樹脂材料

# SP-Model-WW

造形後は水で洗浄! IPA を使わない模型材料です。  
高解像度出力でも細部まで忠実に再現します。  
石膏の色に近いホワイト色を追加。

色 調	ホワイト
有効波長域	405nm
標準価格	1kg <b>¥20,000</b>

- 販売名:光硬化性材料 SP-Model-WW
- 届出番号:39B2X10004000069
- 一般医療機器 歯科用樹脂系模型材
- 製造販売元:有限会社サット・システムズ

※洗った際の水は流しに捨てるのではなく、産廃処理となります。



### Dental 3D Printer

# SmaPri Sonic 4K LL

LCD方式を採用した3Dプリンター。  
歯科向けに開発した材料を使用することで様々なニーズに合わせることが出来、4K解像度レベルでの高度な造形が可能。

標準価格	オープン価格
------	--------

- 販売名:3Dプリンタ SmaPri Sonic 4K LL
- 届出番号:39B2X10004000048
- 一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
- 製造販売元:有限会社サット・システムズ(医療機器製造販売業者)

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

# 3Dプリンター用材料

## 水洗いレジン SP-Model-W モデル用

水洗い  
可能



1kg / ¥20,000

造形後に水で洗浄が可能な模型用材料です。  
高解像度出力でも細部まで忠実に再現します。

タイプ	UV 硬化樹脂	■ 販売名:光硬化性樹脂材料 SP-Model-W
波 長	405nm	■ 届出番号:39B2X10004000066
		■ 一般医療機器 歯科用樹脂系模型材
		■ 製造販売元: 有限会社サット・システムズ

※洗った際の水は流しに捨ててではなく、産廃処理となります。

## SP-Model-EY モデル用

低コスト



1kg / ¥18,000

模型製作を可能にする高強度とマウスピース成形用  
模型に適した耐熱性を実現した低コスト材料です。

タイプ	UV硬化樹脂	■ 販売名:光硬化性樹脂材料 SP-Model-EY
波 長	405nm	■ 届出番号:39B2X10004000054
		■ 類別: 歯科材料08 歯科用石こう及び石こう製品
		■ 一般医療機器 歯科用樹脂系模型材
		■ 製造販売元: 有限会社サット・システムズ

## サージカルガイド・各個トレー・ベースプレート用 TrinDy DT-SG-160a サージカル

高温滅菌  
可能



1kg / ¥33,000

サージカルガイド用生体適合性レジン、  
オートクレーブ対応で 材料を滅菌可能です。  
耐水性に優れた材料です。

- 販売名: TrinDy DT-SG-160a サージカル
- 届出番号: 23B1X10001A58044
- 類別: 機械器具58 整形用機械器具
- 一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具
- 製造販売元: 山八歯材工業株式会社

## TrinDy DT-CM-220 キャスト

燃焼性  
UP



1kg / ¥34,000

新しく開発した材料で従来のキャスト用材料より  
燃焼性をさらに向上しました。クリストバライト  
埋没で鑄造ができヒートショックにも対応。  
時間短縮が可能となりました。

- 販売名: TrinDy DT-CM-220 キャスト
- 届出番号: 23B1X10001C03009
- 類別: 歯科材料03 義歯床材料
- 一般医療機器 歯科用パターンレジン
- 製造販売元: 山八歯材工業株式会社

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。  
●ご用命は…



販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page <https://yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)