

技工用レーザー溶接機

レーザーEVOホワイト

新規導入キャンペーン

期間

2024.

9/2 ▶ 9/30
mon. mon.

数量
限定



特徴

- 最大パルスエネルギー160Jのハイスpekタイプです。
- 高速連射(最大15Hz)が可能。
※Power/Timeの設定によって最大値は変動
- タッチパネルディスプレイのため、レーザー溶接の設定が簡単に素早くできます。
- 設定プログラムは器械本体内(ROM)に16個、USBに16個、合計32個の設定が保存できます。
- チャンバー内が広く、作業性が良いです。
- 4リットルの大容量冷却タンクにより、オーバーヒートを軽減します。

本体セット 標準価格(税別)

¥3,200,000 ▶ 特別価格

※デモンストレーションはお取引先ディーラー様にご用命ください。

付属品



- ① ノズルコーン
- ② 練習用メタルプレート
- ③ ガラスフィルター(予備用)
- ④ 六角レンチ 2.5, 3.0(mm)
- ⑤ 接眼レンズ
- ⑥ 冷却水注入用シリンジ
- ⑦ アルゴンガス/エア用接続チューブ
- ⑧ 視野調節台
- ⑨ 青色チューブ
- ⑩ 電源コード
- ⑪ フットスイッチ
- ⑫ 本体カバー

仕様

歯科技工用溶接ろう付器

一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001A69023

電源	115-230V, 50/60Hz, 16A
最大パルスエネルギー	160J@25mS
最大ピークパワー	7kW
平均パワー	75W
周波数(回数)	0~15Hz
スポットサイズ	0.15~1.5mm
マイクロSCOOP(顕微鏡)	ライカ製10倍レンズ
パルス形状	5種類
保存可能なメモリー数	32
重量(冷却水込み)	36kg
寸法(W×D×H)	52×74×50cm

デンチャーのリフォーム(コバルト系)



コバルト系
レーザーワイヤー使用

サンド処理済

陶材築盛後のリフォーム(パラジウム系)



パラジウム系
レーザーワイヤー使用

サンド処理済

義歯床用射出成型器

プロ・ジェットII

新規導入キャンペーン

期間

2024.
9/2 ▶ 9/30
mon. mon.

数量
限定

樹脂溶解炉を一体化したコンパクト設計



本体と一体式の
溶解炉 (ヒーティングボックス)

レジン溶解後、
直ぐ加圧填入
可能!

最大レジン溶解量が30g、室温から作業温度(約300℃)に
約6分で到達

本体セット 標準価格(税別)

¥630,000 ▶ **特別価格**

※デモンストレーションはお取引先ディーラー様に
ご用命ください。

付属品



- ① プロ・フラスコ
プロ・フラスコネジセット
- ② プロ・シリンダー
- ③ シリンダーキャップN
- ④ シリンダーシリコン
⑤ フラスコシリコン
シール
- ⑥ レジンプル
- ⑦ 分離スパナ
- ⑧ アルテコ・シリコン
スプレー
- ⑨ アルミチューブ



アクリレレットを使用した保険用義歯



ベースエラストを使用したノンクラスプデンチャー

仕様

歯科技工用成型器

一般医療機器

医療機器届出番号 23B1X10001A69022

サイズ W400×D210×H550mm

重量 43kg

電圧	100V 50/60Hz
電熱ヒーター	320W
最高使用温度	400℃
常温から作業温度 (約300℃)までの到達時間	約6分
使用アルミチューブ	直径25.4mm
消費電力	約500W
使用圧力	5~10kg/cm ²
最大レジン溶解量	30g
最大ストローク	120mm

品名

規格 単位

プロ・ジェットII本体	1台
プロ・フラスコ	1個
プロ・シリンダー	1個
シリンダーキャップN	1個
シリンダーシリコン	100個
フラスコシリコンシール	20個
レジンプル	1個
分離スパナ	1個
アルミチューブ	20個
アルテコ・シリコンスプレー	1本
エアーホースφ8mm×2m	1本
六角レンチ	1個
タイマー	1個

本体セットの他に下記の周辺機器が必要になります。

乾燥機…樹脂の乾燥・フラスコの加温に使用します。
 ※弊社では取り扱いをしておりません。各社より販売されている乾燥機をお買い求め下さい。
 圧力源…圧力源は2通りの方法があります。
 A. コンプレッサーを使用する…十分なエアーク圧が確保出来ない場合は、増圧器が必要になる場合がございます。
 B. 窒素ガスを使用する…①窒素ガスボンベ+②高圧ガス用レギュレーターが必要になります。

山八歯材最新情報はホームページで… ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

<https://yamahachi-dental.co.jp/>

●ご用命は…



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西蒲町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp