

METAL LOCK



「硫黄系モノマー」+
「リン酸系モノマー」配合。

貴金属から非貴金属まで幅広く対応可能となりました。

【歯科金属用接着材料】 【管理医療機器】
医療機器認証番号 301AFBZX00035000

メタルロック ご愛顧 キャンペーン

期間 2024/11/1(金) → 29(金)

標準価格(税別)

¥6,000

期間限定

▶ 特別価格


01 「リン酸系モノマー」を配合。多様な材料との接着が可能

貴金属との接着に有効な成分「硫黄系モノマー」に加え、非貴金属との接着に有効な成分「リン酸系モノマー」を配合することで、義歯の製作・修理から、歯冠修復まで幅広い範囲での使用が可能となっております。



02 貴金属・非貴金属への接着性

含有した「硫黄系モノマー」の効果により、貴金属・非貴金属に対しても良好な接着強度を得ることが出来ます。



03 適用対象物

Co-Cr合金	Au-Ag-Pd合金	Au合金	Ti合金	Ni-Cr合金	純チタン2種
○	○	○	○	○	○



YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Metal Polishing Wheel Campaign

金属研磨用ホイール キャンペーン

期間

2024

11/1

金 29 金

コバルト・クロム合金中研磨用ホイール

アートポリッシャー

歯科用ゴム製研磨材 | 一般医療機器

医療機器届出番号 23B1X10001C09053

ハード スピーディーなコバルト・クロム合金の中研磨が可能で

ソフト 研磨面へのフィット感が良好。金銀パラジウム合金の中研磨用としてもご使用できます。

最大回転数	20,000rpm
材質	シリコンゴム・炭化ケイ素
サイズ	22 × 3.2mm
種類	ソフト(ライトブルー)・ハード(ブルー)
包装単位	20 枚入 / 箱 50 枚入 / 箱

標準価格(税別)

20枚入
¥2,800

▶ **特別価格**

標準価格(税別)

50枚入
¥6,400

▶ **特別価格**



金属荒中研磨用ホイール

グライндアルホイール



特徴

- ・ヒートレスタイプの使用感があります。
- ・パラジウム・銀合金の切削ではホイールの減りはありません。
※形態修正をしてからご使用ください

用途

- ・金属中研磨用
- ・スプルーカット時の突起部分の切削

最大回転数	15,000rpm
材質	アルミナ
サイズ	Mサイズ(25 × 3.3mm)・Lサイズ(31.8 × 2.2mm)
包装単位	10 枚入 / 箱

標準価格(税別)

¥1,800

▶ **特別価格**

歯科技工用アブレンシブ研削器具 | 一般医療機器

医療機器届出番号 23B1X10001C09038

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。
●ご用命は…



製造販売元

山八齒杖工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp