


ファイバーポスト

Cytec
eco



専用ドリルで、ポストの形状に合った最終形成ができます。

良好な光透過性を有します。

アルミニウム2mm相当以上のX線造影性を有します。

<曲げ強さ>

	曲げ強さ (MPa)
φ 1.0mm	1,100
φ 1.2mm	1,194
φ 1.4mm	1,282
φ 1.6mm	1,364
φ 1.8mm	1,446
φ 2.1mm	1,678



ファイバー ポスト

(単位: mm)

種類	全長	先端部外径
φ 1.0mm	20	0.5
φ 1.2mm	20	0.6
φ 1.4mm	20	0.8
φ 1.6mm	20	0.9
φ 1.8mm	20	1.0
φ 2.1mm	20	1.2

■ 包装単位 各種 5本入/パック



ポストドリル

<寸法> 軸部直径: 2.35mm (単位: mm)

種類	全長	刃部長さ	刃部外径	カラー
φ 1.0mm	32	11	1.1	赤
φ 1.2mm	32	13	1.3	白
φ 1.4mm	32	13	1.5	黄
φ 1.6mm	32	13	1.7	緑
φ 1.8mm	32	13	1.9	青
φ 2.1mm	32	13	2.2	黒

■ 包装単位 1本入/パック



ガイドドリル

<寸法> 軸部直径: 2.35mm (単位: mm)

全長	刃部長さ	刃部外径
32	5	0.95

■ 包装単位 1本入/パック



カットドリル

<寸法> 軸部直径: 2.35mm (単位: mm)

全長	刃部長さ	刃部外径
31.5	4.5	0.95

■ 包装単位 1本入/パック



セット

<セット内容>


ポスト(φ 1.0mm・φ 1.2mm・φ 1.4mm・φ 1.6mm・φ 1.8mm・φ 2.1mm)・・・各5本
 ポストドリル(φ 1.0mm・φ 1.2mm・φ 1.4mm・φ 1.6mm・φ 1.8mm・φ 2.1mm)・・・各1本
 ガイドドリル・・・1本
 カットドリル・・・1本

■ 包装単位 1セット

プロエンドⅢ・ガッタパーチャポイント

メインポイント

単品・アソート各120本入



■形態表 メインポイント (国際規格カラーコード)

#15	#20	#25	#30	#35	#40	#45	#50	#55

◆規格・包装・標準価格 / メインポイント

単品	#15・#20・ #25・#30・ #35・#40・ #45・#50・ #55・#60・ #70・#80・ #90・#100・ #110・#120・ #130・#140	各120本入/ケース
アソート	#15～#40 #45～#80 #90～#140	各120本入/ケース (各規格20本入)

アクセサリポイント

単品・アソート各120本入



■形態表 アクセサリポイント

◆規格・包装・標準価格 / アクセサリポイント

FS	FM	FL	S	M	L	TS	TM	TL
細小	細中	細大	標小	標中	標大	太小	太中	太大
単品	細小、細中、細大 標小、標中、標大 太小、太中、太大	各120本入/ケース						
アソート	細混 標準混 太混	各120本入/ケース (細・大30本・中60本入)						

●明瞭なX線造影性

従来品と同等の明瞭なX線造影性を有します。 ※自社試験による

●折れにくさが向上

従来品は5%の歪みで亀裂が生じたが、プロエンドⅢは10%歪んでも亀裂が生じず、折れにくさが向上したため、より差し込みやすくなりました。 ※自社試験による

●操作性が向上

従来品よりも温度に応じた加圧短縮率が向上しており、常温付近では適度なコシを有し、体温に近い温度帯では根管内の側方加圧がしやすくなっております。 ※自社試験による

プロエンド・ペーパーポイント



単品	#15・#20・#25・#30・ #35・#40・#45・#50・ #55・#60・#70・#80	各200本入/ケース
アソート	#25～#40 #45～#80	

【特徴】

- 国際規格のカラーコードを採用しました。
- 腰が強く、毛羽立ちがなく、吸収性も良好です。
- 形成根管内の乾燥などに効率良く使えます。

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <https://yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp