

研削材 ご愛顧 キャンペーン campaign

期間
2025.
2/3 ▶ 2/28
mon. fri.

山八技工用カーバイドバー

歯科技工用カーバイド切削器具
一般医療機器 23B1X10001C09069

■ エクストラファインシリーズ



SF-1 SF-2 SF-3 SF-4 SF-5 SF-6 SF-7 SF-8 SF-9 SF-10

仕上研磨用 各種金属フレーム・陶材・レジンの形態修正、トリミング

10本入セット(各形態1本ずつ) 標準価格 ¥24,300 ▶ **特別価格**
単品(1本/ケース) 標準価格 ¥2,700 ▶ **特別価格**

■ ファインシリーズ



F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10

中仕上用 金属・陶材・レジン・石膏等の形成、トリミング

10本入セット(各形態1本ずつ) 標準価格 ¥24,300 ▶ **特別価格**
単品(1本/ケース) 標準価格 ¥2,700 ▶ **特別価格**

■ ミディアムシリーズ




M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10

荒・中仕上用 金属・陶材・レジン・石膏等の形成、トリミング

10本入セット(各形態1本ずつ) 標準価格 ¥24,300 ▶ **特別価格**
単品(1本/ケース) 標準価格 ¥2,700 ▶ **特別価格**

■ コースシリーズ



C-1 C-2 C-3 C-4 C-5

荒仕上用 石膏のトリミングやレジン床のバリ取りなどの形成

5本入セット(各形態1本ずつ) 標準価格 ¥12,150 ▶ **特別価格**
単品(1本/ケース) 標準価格 ¥2,700 ▶ **特別価格**

コンビネーションバー

歯科技工用カーバイド切削器具
一般医療機器 11B2X10061000015



ラボサイド



基底部削合

維持孔付与

ラボサイドで必要となる人工歯基底部の削合と、人工歯基底部への維持孔付与の2つの作業をこの1本ですべて行うことが可能です。

最大回転数	25,000rpm
材質	タングステンカーバイド
包装単位	1本/ケース
規格	ロング (粗さ: コース 先端直径: 1.6mm) ショート (粗さ: ミディアム 先端直径: 2.0mm)

チェアサイド



咬合調整

義歯辺縁部の削合

チェアサイドで必要となる義歯の咬合調整と、床辺縁部の削合といった2つの作業をこの1本ですべて行うことができます。

標準価格 ¥4,800 ▶ **特別価格**

製造販売元: 合同会社WSPTジャパン

ダイヤ ジルコポリッシュ

歯科用研削器材

一般医療機器 23B1X10001C09075

		ストーン				
		ジルコニア・セラミック・ハイブリッド硬質レジン				
用途	規格	#1	#2	#3	#4	#5
形態						
サイズ(mm)		Ø4×12	Ø5×12	Ø16×3.5	Ø22×2	Ø4.5×11
最大回転数		20,000rpm	15,000rpm	15,000rpm	12,000rpm	20,000rpm
価格		標準価格 ¥2,900 特別価格	標準価格 ¥3,500 特別価格	標準価格 ¥4,100 特別価格	標準価格 ¥4,100 特別価格	標準価格 ¥2,900 特別価格

		シリコンディスク		
		ジルコニア・セラミック・ハイブリッド硬質レジン		
用途	規格	コース	ミディアム	ファイン
形態				
サイズ(mm)		Ø26×2		
最大回転数		15,000rpm		
価格		標準価格 ¥3,500 特別価格		

		シリコンポイント			
		ジルコニア・セラミック・ハイブリッド硬質レジン			
用途	規格	#1	#2	#3	#4
形態					
サイズ(mm)		Ø4×12	Ø4×12	Ø12×2	Ø12×2
最大回転数		30,000rpm	30,000rpm	20,000rpm	20,000rpm
価格		標準価格 ¥2,400 特別価格			

高密度に含有された
ダイヤモンド砥粒
により、**良好な
研削・研磨**を実現

**スピーディーな
研削・研磨作業が
可能**

シンターダイヤバー

4種類の粗さをラインナップし、各種メタルに幅広くご使用いただけます。



粗い ← → 細かい
エクストラコース コース ミディアム エクストラファイン

ダイヤモンド砥粒と金属粉を内部まで焼結しているため、長期間にわたり高い切削力を維持します。



母材
電着
表面をダイヤモンド砥粒でコーティング



シンター
ダイヤモンド砥粒と金属粉を内部まで焼結

歯科技工用ダイヤモンド研削材

一般医療機器 11B2X10061000026

商品名	シンターダイヤバー
形態	#1
回転数	30,000rpm以下
粗さ	エクストラコース コース ミディアム エクストラファイン

標準価格 ~~¥3,500~~

特別価格

製造販売元：合同会社WSPTジャパン

●ご用命は...



製造販売元
山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp