

# ラボスコープS

## ご愛顧キャンペーン

期間

2025.

3/3 ▶ 3/31  
mon. mon.



技工用双眼実体顕微鏡

## ラボスコープS

### ●特徴

- 軽量化/コンパクト設計で作業スペースを選ばず、移動する際の持ち運びも楽です。
- フレキシブルアームにより、角度、方向、高さを自由に変えることができます。
- 保護用対物レンズフィルター付です。

### ●仕様

接合倍率	10倍
接眼レンズ	WF10×視野数20mm 実視野数25mm
作業距離	120mm
鏡体形成	ストレートタイプ360°回転可
鏡体機能	右側視度調節±5D
眼幅調節	55~75mm
ピント調節	フレキシブルアームにより調節
観察方向	任意の観察方向の固定可能

### ●付属品

- 六角レンチ、目当てゴム、カバー

### ●用途

- 印象面、石膏模型面のチェック
- ワックスアップ時及び鑄造後のマージン部確認
- 鑄造後の金属内面チェック
- メタルボンド陶材冠内、外面のチェック
- レジジン・陶材と金属移行部の確認
- 最終補綴物の検査

### ●オプション品



**20倍レンズ**

1セット(2個入)  
標準価格 ¥6,000

**5倍レンズ**

1セット(2個入)  
標準価格 ¥6,000


標準価格

¥40,000 ▶ **特別価格**



## LEDサークルライト

- ◆長寿命で経済的なLEDタイプサークルライトです。
- ◆ラボスコープSに簡単に装着できます。
- ◆光量の調整ができ、繊細な技工作業をアシストします。



光量調整ダイヤル

強

(光量調整は無段階で調整できます)

弱

簡単装着!!3方向からネジで掛けるだけ

装着前

装着後

ラボスコープSの接続アダプター凹部にネジを掛け、サークルライトを装着します。

標準価格

¥17,000 ▶ **特別価格**



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

# 技工用ハンドピース ご愛顧キャンペーン

期間

2025.

3/3 ▶ 3/31  
mon. mon.

歯科技工用電動式ハンドピース

## リミックスⅡ

一般医療機器

23B1X10001A61004

### ●特徴

- 最大トルク6.5Ncmのパワフルな性能を持ち、幅広い作業にご利用いただけます。
- 新たに「デジタル回転数表示機能」を追加し、さらにご使用いただきやすい設計となりました。
- 電圧自動探知機能搭載。電源入力を選ばないワールドワイドボルテージ対応。

### ●コントローラー仕様

入 力	AC100-120V AC200-240V (50/60Hz)
出 力	DC0~30V (0.4A)
寸 法	W80.5×D166.5×H150.6 (mm)
重 量	2.2kg

### ●セット内容

■コントローラユニット	1台
■モーターハンドピース	1本
■フットペダルⅡ	1個
■ハンドピーススタンド	1個
■カーボンブラシ	1組
■コレットチャック交換工具	1組

### ●モーターハンドピース仕様

寸 法	先端部φ16 中央部φ26 長さ150mm
回 転 数	0~35,000rpm
入力電圧	DC0~30V

リミックスⅡ【セット】

標準価格 **¥80,000**

**特別価格**

歯科技工用電動式ハンドピース

## ボルテクス

一般医療機器

23B1X10001A61003

- ◆最大トルク8.5Ncmの ブラシレスモーター
- ◆強力トルクでコバルト合金の切削・研磨にも威力を発揮!!

### ●ハンドピースYHB-100仕様

回 転 数	1,000~40,000min <sup>-1</sup>
コード長	1.5m
最大トルク	8.5Ncm
寸 法	φ28mm(最大)×L162mm
重 量	238g

### ●セット内容

■ハンドピースYHB-100	1本
■ハンドピースホルダー	2個
■コントローラーYCB-100	1台
■コレットチャック交換工具	1組
■フットペダルGRF60	1個
■電源コード	1本

### ●コントローラーYCB-100仕様

入 力	AC100V 50/60Hz
定格入力	100VA
寸 法	90(W)×205(D)×182(H)mm
重 量	2.4kg

ボルテクス【セット】

標準価格 **¥150,000**

**特別価格**

※記載価格には消費税は含まれておりません。※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

<https://yamahachi-dental.co.jp/>

5319

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)