

CAD/CAM 冠用ハイブリッドレジンブロック

# ARTESANO I

## アルテサーノ I

### 6本入りでリニューアルリリース!



ユーザー様のご要望にお応えし、  
新パッケージにて  
リニューアルリリース

内容量を5本入から6本入に変更

- より早い作業性
- より見やすい表示
- よりスペースを取らないデザイン
- より保管しやすい梱包


でさらにご使用頂き易くなりました。



#### 保険適用範囲


保険償還:CAD/CAM冠用材料(I)  
部 位:上下小白歯

54 | 45  
54 | 45




保険点数算定要件を  
ご確認の上、ご使用ください。

#### トレーサビリティシール



#### 寸法



サイズ(mm)	a	b	c
Sサイズ	10	12	15

#### 物性

物 性	CAD/CAM冠用材料(I)の定義	アルテサーノ I
無機質フィラー質量分率	60%以上	71%

サイズ	色 調	内容量	標準価格(税別)
Sサイズ	A2・A3・A3.5	6本入	¥12,000(¥2,000/本)



物 性

物 性	CAD/CAM冠用材料(II)の定義	アルテサーノII
無機質フィラー質量分率	60%以上	71%
ピッカース硬さ	55HV0.2	61HV0.2
3点曲げ強度*	160MPa以上	194MPa
吸水量*	32 $\mu$ g/ml以下	21 $\mu$ g/ml

※37℃水中浸漬7日後

JDMAS 245の試験方法に準ずる

保険適用範囲

保険償還: CAD/CAM冠用材料(II)  
部 位: 上下小臼歯

54	45
54	45

保険点数算定要件をご確認の上、ご使用ください。

日本歯科材料工業協同組合認定シール



日本歯科材料工業協同組合の3要件を満たした証です。  
● 団体規格「JDMAS245」に適合。  
● 特定保険医療材料のCAD/CAM冠用材料(II)の定義を満たす。  
● 保険適用を受けている。

寸 法

サイズ(mm)	a	b	c
Sサイズ	10	12	15
Mサイズ	12	14	18

トレーサビリティシール



材料の名称及びロット番号等を記載したシールです。

サイズ	色 調	内容量	標準価格(税別)
Sサイズ	A1・A2・A3・A3.5・A4	5本入	¥12,500(¥2,500/本)
Mサイズ	A1・A2・A3・A3.5・A4	5本入	¥14,500(¥2,900/本)



物 性

物 性	CAD/CAM冠用材料(IV)の定義	アルテサーノIV
無機質フィラー質量分率	60%以上	71%
ピッカース硬さ	55HV0.2	62HV0.2
3点曲げ強さ*	160MPa以上	186MPa
吸水量*	32 $\mu$ g/ml以下	23 $\mu$ g/ml

※37℃水中浸漬7日後

JDMAS 245の試験方法に準ずる

保険適用範囲

保険償還: CAD/CAM冠用材料(IV)  
部 位: 上下前歯

321	123
321	123

保険点数算定要件をご確認の上、ご使用ください。

日本歯科材料工業協同組合認定シール




日本歯科材料工業協同組合の3要件を満たした証です。  
● 団体規格「JDMAS245」に適合。  
● 特定保険医療材料のCAD/CAM冠用材料(IV)の定義を満たす。  
● 保険適用を受けている。

寸 法

サイズ(mm)	a	b	c
Lサイズ	14.5	14.5	18

【グラデーション】  
① エナメル色 ② デンティン色 ③ 移行色

トレーサビリティシール



CAD/CAM冠用材料(IV)を前歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。

サイズ	色 調	内容量	標準価格(税別)
Lサイズ	A2・A3・A3.5	5本入	¥22,000(¥4,400/本)

●ご用命は...



製造販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)