






PRO-ENDOⅢ

プロエンドⅢ／プロエンドシリーズ



腰の強さと折れにくさを有したガッタパーチャポイント

国際規格のカラーコードを採用

02テーパー、04テーパー、06テーパーをラインナップ

PRO-ENDOⅢ プロエンドⅢ／プロエンドシリーズ

製品名	規 格	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
プロエンドⅢ ガッタパーチャポイント 全長:28mm以上	.02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	.02アソート	● 各20本							● 各20本							● 各20本			
	.04		●	●	●	●	●	●											
	.06		●	●	●	●	●	●											
プロエンド ペーパーポイント	単 品	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	アソート				●					●									
プロエンドⅢ アクセサリポイント	規 格	細 小	細 中	細 大	標準小			標準中			標準大			太 小	太 中	太 大			
	単 品	●	●	●				●	●	●				●	●	●			
	アソート	● 小・大 各30本/ 中 60本							● 小・大 各30本/ 中 60本							● 小・大 各30本/ 中 60本			

メインポイント



国際規格のカラーコード採用。

温度に応じた加圧短縮率が向上しており、常温付近では適度なコシを有し、体温に近い温度帯では根管内の側方加圧がしやすくなっております。

テーバー		規 格	内容量	標準価格
02	単品	15・20・25・30・35・40 45・50・55・60・70・80 90・100・110・120・130・140	120本／ケース	¥2,000
	アソート	15～40・45～80・90～140	120本／ケース	¥2,000
04	単品	20・25・30・35・40・45	60本／ケース	¥2,500
06	単品	20・25・30・35・40・45	60本／ケース	¥2,500

アクセサリポイント



山ハオリジナル規格

10%歪んでも亀裂が生じず折れにくいためスムーズな挿入が可能です。
明瞭なX線造影性を有しております。

	規 格	内容量	標準価格
単品	細 小・細 中・細 大 標準小・標準中・標準大 太 小・太 中・太 大	120本／ケース	¥2,000
アソート	細 混 標準混 太 混	120本／ケース	¥2,000

プロエンド・ペーパーポイント



国際規格のカラーコードを採用しました。

腰が強く、毛羽立ちがなく、吸収性も良好です。
形成根管内の乾燥などに効率良く使えます。

	規 格	内容量	標準価格
単品	15・20・25・30・35・40 45・50・55・60・70・80	200本／ケース	¥1,200
アソート	25～40・45～80	200本／ケース	¥1,200

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。
●ご用命は…



製造販売元

山ハ齒材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp