

ラボスコープS

ご愛顧キャンペーン

期 間

2026.

3/2 ▶ 3/31
mon. tue.

技工用双眼実体顕微鏡

ラボスコープS

● 特徴

- 軽量化/コンパクト設計で作業スペースを選ばず、移動する際の持ち運びも楽です。
- フレキシブルアームにより、角度、方向、高さを自由に変えることができます。
- 保護用対物レンズフィルター付です。

● 仕様

接合倍率	10倍
接眼レンズ	WF10×視野数20mm 実視野数25mm
作業距離	120mm
鏡体形成	ストレートタイプ360°回転可
鏡体機能	右側視度調節±5D
眼幅調節	55~75mm
ピント調節	フレキシブルアームにより調節
観察方向	任意の観察方向の固定可能

● 付属品

- 六角レンチ、目当てゴム、カバー

● 用途

- 印象面、石膏模型面のチェック
- ワックスアップ時及び鑄造後のマージン部確認
- 鑄造後の金属内面チェック
- メタルボンド陶材冠内、外面のチェック
- レジン・陶材と金属移行部の確認
- 最終補綴物の検査

● オプション品



■ 20倍レンズ

1セット(2個入)
標準価格 ¥6,000

■ 5倍レンズ

1セット(2個入)
標準価格 ¥6,000

標準価格

¥40,000 ▶ **特別価格**


LEDサークルライト

- ◆ 長寿命で経済的なLEDタイプサークルライトです。
- ◆ ラボスコープSに簡単に装着できます。
- ◆ 光量の調整ができ、繊細な技工作業をアシストします。

※LEDサークルライト接続アダプターはラボスコープSに標準装備されております。



光量調整ダイヤル



強

弱

(光量調整は無段階で調整できます)

簡単装着!!3方向からネジで掛けるだけ



装着前

装着後

ラボスコープSの接続アダプター凹部にネジを掛け、サークルライトを装着します。

標準価格

¥17,000 ▶ **特別価格**



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

技工用ハンドピース ご愛顧キャンペーン

期間

2026.

3/2 ▶ 3/31
mon. tue.



歯科技工用電動式ハンドピース

リミックスⅡ

一般医療機器

23B1X10001A61004

●特徴

- 最大トルク6.5Ncmのパワフルな性能を持ち、幅広い作業にご利用いただけます。
- 新たに「デジタル回転数表示機能」を追加し、さらにご利用いただきやすい設計となりました。
- 電圧自動探知機能搭載。電源入力を選ばないワールドワイドボルトage対応。

●コントローラー仕様

入 力	AC100-120V AC200-240V (50/60Hz)
出 力	DC0~30V (0.4A)
寸 法	W80.5×D166.5×H150.6(mm)
重 量	2.2kg

●モーターハンドピース仕様

寸 法	先端部φ16 中央部φ26 長さ150mm
回 転 数	0~35,000rpm
入力電圧	DC0~30V

●セット内容

- コントロールユニット 1台
- モーターハンドピース 1本
- フットペダルⅡ 1個
- ハンドピーススタンド 1個
- カーボンブラシ 1組
- コレットチャック交換工具 1組

リミックスⅡ【セット】

標準価格 ¥85,000

特別価格



歯科技工用電動式ハンドピース

ボルテクス

一般医療機器

23B1X10001A61003

- ◆最大トルク 8.5Ncm のブラシレスモーター
- ◆強力トルクでコバルト合金の切削・研磨にも威力を発揮!!

●ハンドピースYHB-100仕様

回 転 数	1,000~40,000min ⁻¹
コード長	1.5m
最大トルク	8.5Ncm
寸 法	φ28mm(最大)×L162mm
重 量	238g

●コントローラーYCB-100仕様

入 力	AC100V 50/60Hz
定格入力	100VA
寸 法	90(W)×205(D)×182(H)mm
重 量	2.4kg

●セット内容

- ハンドピースYHB-100 1本
- ハンドピースホルダー 2個
- コントローラーYCB-100 1台
- コレットチャック交換工具 1組
- フットペダルGRF60 1個
- 電源コード 1本

ボルテクス【セット】

標準価格 ¥170,000

特別価格

※記載価格には消費税は含まれておりません。※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで… ～健康は歯から～(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

<https://yamahachi-dental.co.jp/>

●ご用命は…



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL<0533>57-7121 FAX<0533>57-1764

Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp